



2021.10

お客様 各位

チバ器械株式会社

### 多酵素洗剤 NT-1m 販売終了並びに後継品のご案内

キャノンメドテックサプライ（旧キャノンライフケアソリューションズ）より販売されておりました多酵素洗剤 NT-1m でございますが、従来原材料を輸入し販売を行っておりましたが、諸般の事情により安定供給が困難なため販売終了となりました。

後継品としまして多酵素洗剤 LD-1 が発売となりましたのでご案内申し上げます。国内生産品となり製品の性能・成分は同等以上となっております。

NT-1m は無くなり次第販売終了となりますので予めご了承下さい。

#### 後継品

多酵素洗剤 LD-1 4ℓ入り 定価 12,000.円税別（従来品は 3.8ℓ）

使用方法 水（20℃以上～40℃）10ℓ に対して LD1 を 75ml で希釈して下さい。 使用済み器材を 15 分浸漬、後十分にすすいで下さい。 希釈後は 24 時間で酵素が失活しますので廃棄して下さい。